

Пробирка вакуумная Improvacuter с КЗ ЭДТА

ФСЗ 2010/06624

КЗ ЭДТА, объем 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 / 9.0 /
9.5 мл, размер 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм,
цветовой код фиолетовый, пластик

Guangzhou Improve Medical Instruments, Китай



Характеристики

Тип	КЗ ЭДТА
Объем	1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 / 9.0 / 9.5 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	фиолетовый
Материал	пластик

Описание

Пробирки вакуумные Improvacuter с КЗ ЭДТА предназначены для использования в гематологии. Гематологические пробирки подходят для использования в автоматических анализаторах без открывания крышки. Игла анализатора легко протыкает резиновую часть пробки пробирки.

ЭДТА предотвращает свертывание крови путем блокирования ионов кальция.

Наполнитель: сухая или жидкая КЗ ЭДТА нанесенная на внутреннюю стенку пробирки в концентрации 1.2 - 2.0 сухой ЭДТА на 1 мл крови.

Материал для исследования: цельная кровь.

Применение: гематология.

Типы крышек:



Объем (мл)	Размер (мм)	Реагент	Тип крышки
1	13×75	КЗ ЭДТА	SCA
2		КЗ ЭДТА	
3		КЗ ЭДТА	
4		КЗ ЭДТА	
5		КЗ ЭДТА	
3	13×100	КЗ ЭДТА	
4		КЗ ЭДТА	
5		КЗ ЭДТА	
6		КЗ ЭДТА	
8	16×100	КЗ ЭДТА	SCB
9		КЗ ЭДТА	
9.5		КЗ ЭДТА	