

Пробирка центрифужная МиниМед П-1-10-0.2 ХС, ПЦГ  
градуированная

РЗН 2015/2596

стеклянная, центрифужная, объем 10 мл, коническая,  
нестерильная, с градуировкой, без пробки

МиниМед ООО, Россия



Характеристики

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Вид             | стеклянная     |
| Применение      | центрифужная   |
| Объем           | 10 мл          |
| Форма основания | коническая     |
| Стерильность    | нестерильная   |
| Градуировка     | с градуировкой |
| Пробка          | без пробки     |

Дополнительные характеристики

Артикул 10005302.  
Разработана для центрифугирования в центрифугах типа ОПн-3 и аналогичных им.  
Рассчитана на нагрузку до 1200 g.

Изготовлена из стекла марки НС-1 по ГОСТ 19808-86 или ХС1 по ГОСТ 21400-75.  
- высота 105 +5 -1 мм;  
- наружный диаметр 17.0 ± 0.5 мм;  
- упаковка 100 шт.