

Пробирка вакуумная BD Vacutainer для глюкозы

РЗН 2013/1138

для глюкозы, объем 2.0 / 4.0 мл, размер 13×75 мм,
цветовой код серый, пластик

Becton Dickinson, Великобритания



Характеристики

Тип	для глюкозы
Объем	2.0 / 4.0 мл
Размер	13×75 мм
Цветовой код	серый
Материал	пластик

Описание

BD Vacutainer для глюкозы - одноразовые стерильные вакуумные пробирки для взятия крови.

Наполнитель: фторид натрия + Na2 ЭДТА.

Применение: получение образцов плазмы, в которых стабилизирована концентрация глюкозы.

Центрифугирование: □1300 g (ОЦС) 10 минут при 25°C.

Кат. №	Объем крови	Размер, мм	Реагент	Материал	Этикетка	Цвет крышки
368520	2 мл	13×75	Na фторид + Na2 ЭДТА	пластик	бумажная	серая прозрачная
368521	4 мл	13×75	Na фторид + Na2 ЭДТА	пластик	бумажная	серая
367933	2 мл	13×75	Na фторид + Na2 ЭДТА	пластик	прозрачная	серая прозрачная

В упаковке: 100 / 1000 шт.