

Пробирка вакуумная BD Vacutainer для группы крови

РЗН 2013/1138

для перекрестной пробы, объем 4.0 / 6.0 мл, размер 13×75 мм / 13×100 мм, цветовой код розовый, пластик

Becton Dickinson, Великобритания



Характеристики

Тип	для перекрестной пробы
Объем	4.0 / 6.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм
Цветовой код	розовый
Материал	пластик

Описание

BD Vacutainer для определения группы крови - одноразовые стерильные вакуумные пробирки для взятия крови.

Наполнитель: К2 ЭДТА или Активатор свертывания (кремнезем).

Применение: получение образца сыворотки, цельной крови или плазмы с ЭДТА.

Центрифугирование: не требуется.

Кат. №	Объем крови	Размер, мм	Реагент	Материал	Этикетка	Цвет крышки
366164	4 мл	13×75	К2 ЭДТА	пластик	бумажная	розовая
367941	6 мл	13×100	К2 ЭДТА	пластик	бумажная	розовая
368817	6 мл	13×100	активатор свертывания	пластик	бумажная	розовая

В упаковке: 100 / 1000 шт.