

Пробирка вакуумная BD Vacutainer для определения СОЭ

РЗН 2013/1138

для СОЭ, объем 1.8 / 5.0 мл, размер 8×100 мм / 10.25×120 мм, цветовой код черный, стекло

Becton Dickinson, Великобритания



Характеристики

Тип	для СОЭ
Объем	1.8 / 5.0 мл
Размер	8×100 мм / 10.25×120 мм
Цветовой код	черный
Материал	стекло

Описание

BD Vacutainer Seditainer - одноразовые стерильные вакуумные пробирки для взятия крови.

Наполнитель: буферный раствор цитрата натрия 3.2%, 0.105M (соотношение кровь:цитрат - 4:1).

Применение: получение пробы цельной крови для определения СОЭ.

Центрифугирование: не требуется.

Условия хранения: пробирки следует хранить при температуре от +4 до +25°С. Не допускается использование пробирок после истечения срока годности. Срок годности пробирок истекает в последний день указанного месяца в указанном году.

Каталожный номер	Объем крови (мл)	Размер (мм)	Реагент	Материал	Этикетка	Тип крышки	Цвет крышки
------------------	------------------	-------------	---------	----------	----------	------------	-------------

Стекланные пробирки BD Vacutainer® для определения СОЭ в штативах BD Seditainer™

	366674	5	10.25x120	Цитрат натрия (0.105M)	Стекло	Бумажная	BD Hemogard™	Черная
--	--------	---	-----------	------------------------	--------	----------	--------------	--------

Стекланные пробирки BD Vacutainer® для определения СОЭ на анализаторе BD Sedi-15™

	366676	1.8	8x100	Цитрат натрия (0.105M)	Стекло	Бумажная	Резиновая пробка	Черная
--	--------	-----	-------	------------------------	--------	----------	------------------	--------

В упаковке: 100 / 1000 шт.