

Пробирка вакуумная BD Vacutainer для следовых элементов

РЗН 2013/1138

для микроэлементов, объем 6.0 / 7.0 мл, размер 13×100 мм, цветовой код синий, пластик / стекло

Becton Dickinson, Великобритания



Характеристики

Тип	для микроэлементов
Объем	6.0 / 7.0 мл
Размер	13×100 мм
Цветовой код	синий
Материал	пластик / стекло

Описание

BD Vacutainer для следовых элементов - одноразовые стерильные вакуумные пробирки для взятия крови.

Наполнитель: активатор свертывания, ЭДТА или гепарин натрия.

Применение: исследование следовых элементов.

Центрифугирование: □1300 g (ОЦС) 10 минут при 25°C.

Кат. №	Объем крови	Размер, мм	Реагент	Материал	Этикетка	Цвет крышки
368380	6 мл	13×100	Активатор свертывания	пластик	бумажная	темно-синяя
368381	6 мл	13×100	K2 ЭДТА	пластик	бумажная	темно-синяя
367735	7 мл	13×100	Гепарин натрия	стекло	бумажная	темно-синяя

В упаковке: 100 / 1000 шт.