

Пробирка вакуумная BD Vacutainer PST II

ФСЗ 2011/09683

гепарин лития и гель, объем 3.0 / 4.5 / 8.0 мл, размер
13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой код
зеленый, пластик

Becton Dickinson, Великобритания



Характеристики

Тип	гепарин лития и гель
Объем	3.0 / 4.5 / 8.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	зеленый
Материал	пластик

Описание

BD Vacutainer PST II - одноразовые пробирки с разделительным гелем для плазмы.

Наполнитель: инертный полимерный гель и гепарин лития (17 МЕ / мл крови).

Применение: получение плазмы и отделение ее от клеток.

Центрифугирование: 1300-2000 g (ОЦС) 10 минут при 25°C.

Кат. №	Объем крови	Размер, мм	Реагент	Материал	Этикетка	Цвет крышки
367374	3 мл	13×75	Li гепарин + гель	пластик	бумажная	светло-зеленая
367376	4.5 мл	13×100	Li гепарин + гель	пластик	бумажная	светло-зеленая
367378	8 мл	16×100	Li гепарин + гель	пластик	бумажная	светло-зеленая
368497	3 мл	13×75	Li гепарин + гель	пластик	прозрачная	светло-зеленая
366567	4.5 мл	13×100	Li гепарин + гель	пластик	прозрачная	светло-зеленая

В упаковке: 100 / 1000 шт.