

Пробирка вакуумная BD Vacutainer с ACD-A и ACD-B

РЗН 2013/1138

ACD / CPDA, объем 6.0 / 8.5 мл, размер 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой код желтый, стекло

Becton Dickinson, Великобритания



Характеристики

Тип	ACD / CPDA
Объем	6.0 / 8.5 мл
Размер	13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	желтый
Материал	стекло

Описание

BD Vacutainer с ACD - одноразовые стерильные вакуумные пробирки для взятия крови.

Наполнитель	Состав
ACD-A	- тринатрия цитрат - 2.59 мг/мл - лимонная кислота - 0.94 мг/мл - декстроза - 2.88 мг/мл - сорбат калия - 0.024 мг/мл
ACD-B	- тринатрия цитрат - 2.20 мг/мл - лимонная кислота - 0.80 мг/мл - декстроза - 2.45 мг/мл - сорбат калия - 0.033 мг/мл

Применение: получение образцов цельной крови или плазмы.

Центрифугирование: не требуется.

Кат. №	Объем крови	Размер, мм	Реагент	Материал	Этикетка	Цвет крышки
367756	6 мл	13×100	Раствор ACD-B	стекло	бумажная	лимонно-желтая
366645	8.5 мл	16×100	Раствор ACD-A	стекло	бумажная	лимонно-желтая

В упаковке: 100 / 1000 шт.