

Пробирка вакуумная BD Vacutainer с активатором свертывания

РЗН 2013/1139

активатор свертывания, объем 2.0 / 4.0 / 6.0 / 10.0 мл,
размер 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой
код красный, пластик

Becton Dickinson, Великобритания



Характеристики

Тип	активатор свертывания
Объем	2.0 / 4.0 / 6.0 / 10.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	красный
Материал	пластик

Описание

BD Vacutainer Plus Serum - одноразовые вакуумные пробирки с активатором свертывания.

Наполнитель: активатор свертывания (**кремнезем**) распылен на стенки пробирок.

Применение: получение сыворотки.

Центрифугирование: □1300 g (ОЦС) 10 минут при 25°C.

Время свертывания крови: 60 мин.

Кат. №	Объем крови	Размер, мм	Реагент	Материал	Этикетка	Цвет крышки
368492	2 мл	13×75	Активатор свертывания	пластик	бумажная	красная прозрачная
369032	4 мл	13×75	Активатор свертывания	пластик	бумажная	красная
368815	6 мл	13×100	Активатор свертывания	пластик	бумажная	красная
367896	10 мл	16×100	Активатор свертывания	пластик	бумажная	красная
368271	2 мл	13×75	Активатор свертывания	пластик	прозрачная	красная прозрачная
365904	4 мл	13×75	Активатор свертывания	пластик	прозрачная	красная
367819	6 мл	13×100	Активатор свертывания	пластик	прозрачная	красная

В упаковке: 100 / 1000 шт.