

Пробирка вакуумная BD Vacutainer с ЭДТА и аprotинином

РЗН 2013/1138

для гормонов, объем 5.0 мл, размер 13×75 мм,
цветовой код розовый, стекло

Becton Dickinson, Великобритания



Характеристики

Тип	для гормонов
Объем	5.0 мл
Размер	13×75 мм
Цветовой код	розовый
Материал	стекло

Описание

BD Vacutainer с ЭДТА и аprotинином - одноразовые стерильные вакуумные пробирки для взятия крови.

Наполнитель: КЗ ЭДТА (1.6 мг на 1 мл крови) + ингибитор протеаз аprotинин (50КМЕ на 1 мл крови).

Применение: исследование нестабильных гормонов (определение глюкагона, ренина, АКТГ, гастроинтестинальных гормонов).

Центрифугирование: не требуется.

	Каталожный номер	Объем крови (мл)	Размер (мм)	Реагент	Материал	Этикетка	Тип крышки	Цвет крышки
	361017	5	13x75	КЗЭДТА/ Апротинин	Стекло	Бумажная	BD Hemogard™	Розовая

В упаковке: 100 / 1000 шт.