

Пробирка вакуумная BD Vacutainer с гепарином лития

РЗН 2013/1139

гепарин лития, объем 2.0 / 4.0 / 6.0 / 10.0 мл, размер 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой код зеленый, пластик

Becton Dickinson, Великобритания



Характеристики

Тип	гепарин лития
Объем	2.0 / 4.0 / 6.0 / 10.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	зеленый
Материал	пластик

Описание

BD Vacutainer с гепарином лития - одноразовые стерильные вакуумные пробирки для взятия крови.

Наполнитель: распыленный на стенки гепарин лития (17МЕ/мл).

Применение: получение плазмы.

Центрифугирование: □1300 g (ОЦС) 10 минут при 25°C.

	Каталожный номер	Объем крови (мл)	Размер (мм)	Реагент	Материал	Этикетка	Тип крышки	Цвет крышки
	368494	2	13x75	Гепарин лития	Пластик	Бумажная	BD Hemogard™	Зеленая прозрачная
	368884	4	13x75	Гепарин лития	Пластик	Бумажная	BD Hemogard™	Зеленая
	368886	6	13X100	Гепарин лития	Пластик	Бумажная	BD Hemogard™	Зеленая
	367526	10	16X100	Гепарин лития	Пластик	Бумажная	BD Hemogard™	Зеленая
	368272	2	13x75	Гепарин лития	Пластик	Прозрачная	BD Hemogard™	Зеленая прозрачная
	368496	4	13x75	Гепарин лития	Пластик	Прозрачная	BD Hemogard™	Зеленая
	368889	6	13X100	Гепарин лития	Пластик	Прозрачная	BD Hemogard™	Зеленая

В упаковке: 100 / 1000 шт.