

Пробирка вакуумная BD Vacutainer с K2 ЭДТА

РЗН 2013/1139

K2 ЭДТА, объем 2.0 / 3.0 / 4.0 / 6.0 / 10.0 мл, размер 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой код фиолетовый, пластик

Becton Dickinson, Великобритания



Характеристики

Тип	K2 ЭДТА
Объем	2.0 / 3.0 / 4.0 / 6.0 / 10.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	фиолетовый
Материал	пластик

Описание

BD Vacutainer с K2 ЭДТА - одноразовые стерильные вакуумные пробирки для взятия крови.

Наполнитель: K2 ЭДТА.

Применение: получение цельной крови или плазмы с ЭДТА.

Центрифугирование: не требуется.

	Каталожный номер	Объем крови (мл)	Размер (мм)	Реагент	Материал	Этикетка	Тип крышки	Цвет крышки
	368841	2	13x75	K2ЭДТА	Пластик	Бумажная	BD Hemogard™	Прозрачная сиреневая
	368856	3	13x75	K2ЭДТА	Пластик	Бумажная	BD Hemogard™	Прозрачная сиреневая
	368861	4	13x75	K2ЭДТА	Пластик	Бумажная	BD Hemogard™	Сиреневая
	367864	6	13X100	K2ЭДТА	Пластик	Бумажная	BD Hemogard™	Сиреневая
	367525	10	16X100	K2ЭДТА	Пластик	Бумажная	BD Hemogard™	Сиреневая
	368274	2	13x75	K2ЭДТА	Пластик	Прозрачная	BD Hemogard™	Прозрачная сиреневая
	368499	3	13x75	K2ЭДТА	Пластик	Прозрачная	BD Hemogard™	Прозрачная сиреневая
	367862	4	13x75	K2ЭДТА	Пластик	Прозрачная	BD Hemogard™	Сиреневая
	365900	6	13X100	K2EDTA	Пластик	Прозрачная	BD Hemogard™	Сиреневая
	367839	4	13x75	K2EDTA	Пластик	Бумажная увеличенного размера	BD Hemogard™	Сиреневая

В упаковке: 100 / 1000 шт.