

Пробирка вакуумная BD Vacutainer с КЗ ЭДТА

РЗН 2013/1139

КЗ ЭДТА, объем 2.0 / 3.0 / 4.0 мл, размер 13×75 мм,
цветовой код фиолетовый, пластик

Becton Dickinson, Великобритания




Характеристики

Тип	КЗ ЭДТА
Объем	2.0 / 3.0 / 4.0 мл
Размер	13×75 мм
Цветовой код	фиолетовый
Материал	пластик

Описание

BD Vacutainer с КЗ ЭДТА - одноразовые стерильные вакуумные пробирки для взятия крови.

- Наполнитель:** КЗ ЭДТА.
- Применение:** получение цельной крови или плазмы с ЭДТА.
- Центрифугирование:** не требуется.

	Каталожный номер	Объем крови (мл)	Размер (мм)	Реагент	Материал	Этикетка	Тип крышки	Цвет крышки
	367836	2	13x75	КЗЭДТА	Пластик	Бумажная увеличенного размера	BD Hemogard™	Прозрачная сиреневая
	368857	3	13x75	КЗЭДТА	Пластик	Бумажная увеличенного размера	BD Hemogard™	Прозрачная сиреневая
	368860	4	13x75	КЗЭДТА	Пластик	Бумажная увеличенного размера	BD Hemogard™	Сиреневая
	367858	2	13x75	КЗЭДТА	Пластик	Прозрачная	BD Hemogard™	Прозрачная сиреневая
	368270	4	13x75	КЗЭДТА	Пластик	Прозрачная	BD Hemogard™	Сиреневая

В упаковке: 100 / 1000 шт.