

Пробирка вакуумная BD Vacutainer с тромбином

РЗН 2013/1138

тромбин, объем 5.0 мл, размер 13×100 мм, цветовой код оранжевый, пластик

Becton Dickinson, Великобритания



Характеристики

Тип	тромбин
Объем	5.0 мл
Размер	13×100 мм
Цветовой код	оранжевый
Материал	пластик

Описание

BD Vacutainer с тромбином - одноразовые стерильные вакуумные пробирки для взятия крови.

Внутренняя поверхность стенки пробирки покрыта тромбином для ускорения образования сгустка, что делает пробирку подходящей **для экспресс-диагностики**.

На дне пробирки находится инертный разделительный гель. Плотность этого материала такова, что при центрифугировании он поднимается на границу раздела сыворотки и сгустка, образуя барьер, отделяющий сыворотку от сгустка. В результате сыворотку можно исследовать непосредственно в первичной пробирке, без необходимости аликвотирования.

Полное свертывание крови и образование сгустка завершается в пробирке течении 5 минут, после чего пробу можно центрифугировать.

Время образования сгустка у пациентов, получающих гепаринотерапию, лечение прямыми ингибиторами тромбина или имеющих недостаточность фактора I, не установлено. Таким образом, применение данных пробирок у таких пациентов не рекомендуется.

Наполнитель: тромбин + разделительный гель.

Применение: биохимические и иммунохимические исследования.

Центрифугирование: 1500-2000 g (ОЦС) 10 минут при 23-27°C..

	Каталожный номер	Объем крови (мл)	Размер (мм)	Реагент	Материал	Этикетка	Тип крышки	Цвет крышки
	368774	5	13x100	Тромбин	Пластик	Бумажная	BD Hemogard™	Оранжевая

В упаковке: 100 / 1000 шт.