

Пробирка вакуумная BD Vacutainer с цитратом натрия 3.2%

РЗН 2013/1138

цитрат натрия, объем 1.8 / 2.7 / 4.5 / 6.0 мл, размер 13×75 мм / 13×100 мм, цветовой код голубой, пластик / стекло

Becton Dickinson, Великобритания



Характеристики

Тип	цитрат натрия
Объем	1.8 / 2.7 / 4.5 / 6.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм
Цветовой код	голубой
Материал	пластик / стекло

Описание

BD Vacutainer с цитратом натрия (3.2%) - одноразовые стерильные вакуумные пробирки для взятия крови.

Наполнитель: буферный раствор цитрата натрия 3.2% (соотношение кровь:цитрат - 9:1).

Применение: получение образца цитратной плазмы для коагулологических исследований.

Центрифугирование: 2000-2500 g (ОЦС) 10-15 минут при 25°C.

Каталожный номер	Объем крови (мл)	Размер (мм)	Реагент	Материал	Этикетка	Тип крышки	Цвет крышки
363047	1.8	13x75	0.109M, 3.2%	Пластик	Бумажная	BD Hemogard™	Голубая прозрачная
363048	2.7	13x75	0.109M, 3.2%	Пластик	Бумажная	BD Hemogard™	Голубая
368273	1.8	13x75	0.109M, 3.2%	Пластик	Прозрачная	BD Hemogard™	Голубая прозрачная
364305	2.7	13x75	0.109M, 3.2%	Пластик	Прозрачная	BD Hemogard™	Голубая
367714	4.5	13x75	0.105M, 3.2%	Стекло	Бумажная	BD Hemogard™	Голубая
366575	6,0	13x100	0.105M, 3.2%	Стекло	Бумажная	BD Hemogard™	Голубая

Пластиковые пробирки имеют двойные стенки и всегда являются пробирками полного наполнения.

В упаковке: 100 / 1000 шт.

Размещение в каталоге: +375 (17) 399-78-52