

Пробирка вакуумная BD Vacutainer с цитратом натрия 3.8%

РЗН 2013/1138

цитрат натрия, объем 1.8 / 2.7 / 4.5 мл, размер 13×75 мм, цветовой код голубой, пластик / стекло

Becton Dickinson, Великобритания



Характеристики

Тип	цитрат натрия
Объем	1.8 / 2.7 / 4.5 мл
Размер	13×75 мм
Цветовой код	голубой
Материал	пластик / стекло

Описание

BD Vacutainer с цитратом натрия 3.8% - одноразовые стерильные вакуумные пробирки для взятия крови.

Наполнитель: буферный раствор цитрата натрия 3.8%, 0.129M (соотношение кровь:цитрат - 9:1).

Применение: получение образца цитратной плазмы для коагулологических исследований.

Центрифугирование: 2000-2500 g (ОЦС) 10-15 минут при 25°C.

Каталожный номер	Объем крови (мл)	Размер (мм)	Реагент	Материал	Этикетка	Тип крышки	Цвет крышки
363097	1.8	13x75	0.129M, 3.8%	Пластик	Бумажная	BD Hemogard™	Голубая прозрачная
363079	2.7	13x75	0.129M, 3.8%	Пластик	Бумажная	BD Hemogard™	Голубая
367704	4.5	13x75	0.129M, 3.8%	Стекло	Бумажная	BD Hemogard™	Голубая
366646	4.5	13x75	0.129M, 3.8%	Стекло	Прозрачная	BD Hemogard™	Голубая

Пластиковые пробирки имеют двойные стенки и всегда являются пробирками полного наполнения.

В упаковке: 100 / 1000 шт.