

Пробирка вакуумная BD Vacutainer со CTAD

РЗН 2013/1138

CTAD, объем 2.7 / 4.5 мл, размер 13×75 мм, цветовой код голубой, стекло

Becton Dickinson, Великобритания



Характеристики

Тип	CTAD
Объем	2.7 / 4.5 мл
Размер	13×75 мм
Цветовой код	голубой
Материал	стекло

Описание

BD Vacutainer со CTAD - одноразовые стерильные вакуумные пробирки для взятия крови.

Наполнитель: буферный раствор Цитрата, Теофилина, Аденозина, Дипиридамола.

Применение: получение образца плазмы, в которых стабилизирована активность гепарина in vitro.

Центрифугирование: 1500 g (ОЦС) 15 минут при 25°C.

Условия хранения: пробирки должны храниться без доступа искусственного или естественного освещения.

Воздействие
аккумулированного света в течение более 12 часов может привести к инаktivации наполнителя.

Каталожный номер	Объем крови (мл)	Размер (мм)	Реагент	Материал	Этикетка	Тип крышки	Цвет крышки
367562	2.7	13x75	0.109M, 3.2%	Стекло	Бумажная	BD Hemogard™	Голубая
367599	4.5	13x75	0.109M, 3.2%	Стекло	Бумажная	BD Hemogard™	Голубая

В упаковке: 100 / 1000 шт.