

## Пробирка вакуумная BD Vacutainer SST II Advance

РЗН 2013/1139

активатор свертывания и гель, объем 2.5 / 3.5 / 4.0 /  
5.0 / 8.5 мл, размер 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100  
мм, цветовой код желтый, пластик

Becton Dickinson, Великобритания



### Характеристики

---

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Тип          | активатор свертывания и гель     |
| Объем        | 2.5 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 8.5 мл   |
| Размер       | 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм |
| Цветовой код | желтый                           |
| Материал     | пластик                          |

### Описание

---

**BD Vacutainer SST II Advance** - одноразовые пробирки с разделительным гелем для сыворотки.

**Наполнитель:** разделительный гель на основе акрила, активатор свертывания распылен на стенки пробирок.

**Применение:** получение сыворотки и отделение ее от сгустка.

**Центрифугирование:** 1300-2000 g (ОЦС) 10 минут при 25°C.

Возможность транспортировки первичной пробы в первичной пробирке.

Возможность использования для лекарственного мониторинга и определения гормонов.

Высокая стабильность стандартных биохимических анализов - до 168 часов при +4 °C.

| Кат. № | Объем<br>крови | Размер, мм | Реагент                            | Материал | Этикетка   | Цвет<br>крышки |
|--------|----------------|------------|------------------------------------|----------|------------|----------------|
| 366882 | 2.5 мл         | 13×75      | Активатор<br>свертывания<br>+ гель | пластик  | бумажная   | желтый         |
| 367957 | 3.5 мл         | 13×75      | Активатор<br>свертывания<br>+ гель | пластик  | бумажная   | желтый         |
| 367955 | 5 мл           | 13×100     | Активатор<br>свертывания<br>+ гель | пластик  | бумажная   | желтый         |
| 367953 | 8.5 мл         | 16×100     | Активатор<br>свертывания<br>+ гель | пластик  | бумажная   | желтый         |
| 368498 | 3.5 мл         | 13×75      | Активатор<br>свертывания<br>+ гель | пластик  | прозрачная | желтый         |
| 368879 | 4 мл           | 13×100     | Активатор<br>свертывания<br>+ гель | пластик  | прозрачная | желтый         |
| 366566 | 5 мл           | 13×100     | Активатор<br>свертывания<br>+ гель | пластик  | прозрачная | желтый         |
| 366644 | 8.5 мл         | 16×100     | Активатор<br>свертывания<br>+ гель | пластик  | прозрачная | желтый         |

**В упаковке:** 100 / 1000 шт.