

Пробирка вакуумная VACUETTE с гепарином аммония

ФСЗ 2011/09314

гепарин аммония, объем 9.0 мл, размер 16×100 мм,
цветовой код зеленый, пластик

Greiner Bio-One, Австрия



Характеристики

Тип	гепарин аммония
Объем	9.0 мл
Размер	16×100 мм
Цветовой код	зеленый
Материал	пластик

Описание

Пробирка вакуумная VACUETTE с гепарином аммония - пробирки для получения плазмы. Содержат соли гепарина, нанесённые на внутренние стенки пробирки (концентрация гепарина - 18 МЕ/мл крови).

Антикоагулянт гепарин активирует антитромбины, блокируя каскад свертывания в образце крови. Так как для получения плазмы не нужно ждать 30-60 минут для образования сгустка, пробирки для образования плазмы можно использовать для экспресс-диагностики. Кроме того, объем получаемого образца в случае плазмы больше.

Наполнитель: гепарин аммония.

Применение: биохимические исследования и экспресс-диагностика.

Код на этикетке: АН.

Этикетка: бумажная.

Крышка: стандартная (без резьбы) - подходят для использования с автоматическими устройствами для открывания крышек.