

Пробирка вакуумная VACUSERA с цитратом натрия 3.2%

РЗН 2019/8356

цитрат натрия, объем 1.0 / 1.8 / 2.7 / 3.6 / 4.5 / 5.0 мл,  
размер 13×75 мм / 13×100 мм, цветовой код голубой,  
пластик

Disera, Турция



Характеристики

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| Тип          | цитрат натрия                        |
| Объем        | 1.0 / 1.8 / 2.7 / 3.6 / 4.5 / 5.0 мл |
| Размер       | 13×75 мм / 13×100 мм                 |
| Цветовой код | голубой                              |
| Материал     | пластик                              |

Описание

**Пробирки VACUSERA с цитратом натрия (3.2%)** - одноразовые вакуумные пробирки для забора крови.

**Наполнитель:** буферный раствор цитрата натрия 3.2%, 0.109M (соотношение кровь:цитрат - 9:1).

**Применение:** проведение тестов на коагуляцию.

**Перемешивание:** 3-4 мин.

**Центрифугирование:** 2000-2500 g, 10-15 мин.

| Кат. № | Объем<br>(мл) | Размер<br>(мм) | Реагент            | Этикетка   | Цветовой<br>код                                                                     |
|--------|---------------|----------------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 234501 | 1             | 13×75          | 0.109М, 3.2% (9NC) | Бумажная   |  |
| 234502 | 1.8           | 13×75          | 0.109М, 3.2% (9NC) | Бумажная   |  |
| 234503 | 2.7           | 13×75          | 0.109М, 3.2% (9NC) | Бумажная   |  |
| 234504 | 3.6           | 13×75          | 0.109М, 3.2% (9NC) | Бумажная   |  |
| 234505 | 4.5           | 13×75          | 0.109М, 3.2% (9NC) | Бумажная   |  |
| 235505 | 5             | 13×100         | 0.109М, 3.2% (9NC) | Бумажная   |  |
| 434501 | 1             | 13×75          | 0.109М, 3.2% (9NC) | Прозрачная |  |
| 434502 | 1.8           | 13×75          | 0.109М, 3.2% (9NC) | Прозрачная |  |
| 434503 | 2.7           | 13×75          | 0.109М, 3.2% (9NC) | Прозрачная |  |
| 434504 | 3.6           | 13×75          | 0.109М, 3.2% (9NC) | Прозрачная |  |
| 434505 | 4.5           | 13×75          | 0.109М, 3.2% (9NC) | Прозрачная |  |
| 435505 | 5             | 13×100         | 0.109М, 3.2% (9NC) | Прозрачная |  |

**Срок годности:**

- 1 / 1.8 / 2.7 мл - 9 месяцев.

- 3.6 / 4.5 / 5 мл - 4 месяца.

**В упаковке:** 100 / 1200 шт.