

Пробирка вакуумная VACUSERA с гепарином натрия

РЗН 2019/8356

гепарин натрия, объем 4.0 / 6.0 / 9.0 мл, размер 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой код зеленый, пластик

Disera, Турция



Характеристики

Тип	гепарин натрия
Объем	4.0 / 6.0 / 9.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	зеленый
Материал	пластик

Описание

Пробирки VACUSERA с гепарином натрия - одноразовые вакуумные пробирки для забора крови.

Антикоагулянтный гепарин активирует антитромбины, тем самым блокируя каскад коагуляций. В результате получается образец цельной крови / плазмы вместо свернувшейся крови плюс сыворотка.

- Наполнитель:** гепарин натрия.
- Применение:** определение плазмы по стандартным шаблонам испытаний.
- Перемешивание:** 8-10 мин.
- Центрифугирование:** 1300 g, 10 мин.

Кат. №	Объем (мл)	Размер (мм)	Реагент	Этикетка	Цветовой код
234424	4	13×75	Гепарин Na	Бумажная	●
235426	6	13×100	Гепарин Na	Бумажная	●
236429	9	16×100	Гепарин Na	Бумажная	●
434424	4	13×75	Гепарин Na	Прозрачная	●
435426	6	13×100	Гепарин Na	Прозрачная	●
436429	9	16×100	Гепарин Na	Прозрачная	●

Срок годности: 18 месяцев.

В упаковке: 100 / 1200 шт.