

Пробирка вакуумная VACUSERA с K2 ЭДТА

РЗН 2019/8356

K2 ЭДТА, объем 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 4.5 / 6.0 / 9.0 мл,
размер 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой
код фиолетовый, пластик

Disera, Турция



Характеристики

Тип	K2 ЭДТА
Объем	1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 4.5 / 6.0 / 9.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	фиолетовый
Материал	пластик

Описание

Пробирки VACUSERA с K2 ЭДТА - одноразовые вакуумные пробирки для забора крови.

Наполнитель: K2 ЭДТА.

Применение: определение цельной крови в гематологии.

Перемешивание: 8-10 мин.

Центрифугирование: не требуется.

Кат. №	Объем (мл)	Размер (мм)	Реагент	Этикетка	Цветовой код
234601	1	13×75	К2 ЭДТА	Бумажная	●
234602	2	13×75	К2 ЭДТА	Бумажная	●
234603	3	13×75	К2 ЭДТА	Бумажная	●
234604	4	13×75	К2 ЭДТА	Бумажная	●
234605	4.5	13×75	К2 ЭДТА	Бумажная	●
235606	6	13×100	К2 ЭДТА	Бумажная	●
236609	9	16×100	К2 ЭДТА	Бумажная	●
434601	1	13×75	К2 ЭДТА	Прозрачная	●
434602	2	13×75	К2 ЭДТА	Прозрачная	●
434603	3	13×75	К2 ЭДТА	Прозрачная	●
434604	4	13×75	К2 ЭДТА	Прозрачная	●
434605	4.5	13×75	К2 ЭДТА	Прозрачная	●
435606	6	13×100	К2 ЭДТА	Прозрачная	●
436609	9	16×100	К2 ЭДТА	Прозрачная	●

Срок годности: 18 месяцев.

В упаковке: 100 / 1200 шт.