

Пробирка вакуумная VACUSERA с КЗ ЭДТА

РЗН 2019/8356

КЗ ЭДТА, объем 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 4.5 / 6.0 / 9.0 мл,
размер 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой
код фиолетовый, пластик

Disera, Турция



Характеристики

Тип	КЗ ЭДТА
Объем	1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 4.5 / 6.0 / 9.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	фиолетовый
Материал	пластик

Описание

Пробирки VACUSERA с КЗ ЭДТА - одноразовые вакуумные пробирки для забора крови.

Наполнитель: КЗ ЭДТА.

Применение: определение цельной крови в гематологии.

Перемешивание: 8-10 мин.

Центрифугирование: не требуется.

Кат. №	Объем (мл)	Размер (мм)	Реагент	Этикетка	Цветовой код
234611	1	13×75	КЗ ЭДТА	Бумажная	●
234612	2	13×75	КЗ ЭДТА	Бумажная	●
234613	3	13×75	КЗ ЭДТА	Бумажная	●
234614	4	13×75	КЗ ЭДТА	Бумажная	●
234615	4.5	13×75	КЗ ЭДТА	Бумажная	●
235616	6	13×100	КЗ ЭДТА	Бумажная	●
236619	9	16×100	КЗ ЭДТА	Бумажная	●
434611	1	13×75	КЗ ЭДТА	Прозрачная	●
434612	2	13×75	КЗ ЭДТА	Прозрачная	●
434613	3	13×75	КЗ ЭДТА	Прозрачная	●
434614	4	13×75	КЗ ЭДТА	Прозрачная	●
434615	4.5	13×75	КЗ ЭДТА	Прозрачная	●
435616	6	13×100	КЗ ЭДТА	Прозрачная	●
436619	9	16×100	КЗ ЭДТА	Прозрачная	●

Срок годности: 18 месяцев.

В упаковке: 100 / 1200 шт.