


Пробирка вакуумная для забора мочи VACUETTE® TUBE 9.5 ml Z Urine No Additive 16x 100 yellow cap-yellow ring, Conical Base, non ridged

ФСЗ 2011/09315

без наполнителя, исследование клиническое, объем 9.5 мл, коническое дно, размеры 16×100 мм

Greiner Bio-One, Австрия



Характеристики

Тип	без наполнителя
Исследование	клиническое
Объем	9.5 мл
Дно	коническое
Цветовой код	желтый
Размеры	16×100 мм

Дополнительные характеристики

Вакуумные пробирки VACUETTE® без добавок. Используются для клинико-химического анализа мочи, а за счет конического основания - для микроскопического исследования осадка в моче.