

Пробирка вакуумная для забора мочи VACUETTE® TUBE 9 ml
Urine CCM 16x100 yellow cap-black ring, Conical Base, non-ridged

ФСЗ 2011/09315

с борной кислотой, исследование
микробиологическое, объем 9 мл, коническое дно,
размеры 16×100 мм

Greiner Bio-One, Австрия



Характеристики

Тип	с борной кислотой
Исследование	микробиологическое
Объем	9 мл
Дно	коническое
Цветовой код	желтый
Максимальное время хранения	48 ч
Размеры	16×100 мм

Дополнительные характеристики

VACUETTE® Urine CCM Tube. Оптимальные пробирки для микробиологии. Содержат CCM стабилизатор - борную кислоту, натрий тетраборат, формиат натрия и маннитол. По сравнению с другими добавками, обеспечивает улучшенную растворимость и немедленную стабилизация образца - способны поддерживать жизнеспособность микроорганизмов в течение заявленного времени 48 ч как при комнатной температуре (20-25°C / 68-77°F), так и при охлажденной температуре (2 – 8°C/36 – 47°F).