

Пробирка вакуумная Greetmed с Na-гепарином

ФСЗ 2012/11857

гепарин натрия, объем 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0
мл, размер 13×75 мм / 13×100 мм, цветовой код
зеленый, пластик / стекло

Greetmed, Китай



Характеристики

Тип	гепарин натрия
Объем	1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм
Цветовой код	зеленый
Материал	пластик / стекло

Описание

Пробирки вакуумные Greetmed с гепарином натрия используются для исследования плазмы.

Наполнитель: гепарин натрия.

Код: GT210-1006.

Размеры:

- 13×75 мм (объем крови от 1 до 4 мл);
- 13×100 мм (объем крови от 5 до 7 мл).

В упаковке: 1200 шт.