

Пробирка вакуумная Greetmed с цитратом натрия 3.2%

ФСЗ 2012/11857

цитрат натрия, объем 1.8 / 2.7 / 3.6 / 4.5 мл, размер 13×75 мм / 13×100 мм, цветовой код голубой, пластик / стекло

Greetmed, Китай



Характеристики

Тип	цитрат натрия
Объем	1.8 / 2.7 / 3.6 / 4.5 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм
Цветовой код	голубой
Материал	пластик / стекло

Описание

Пробирки вакуумные Greetmed с цитратом натрия 3.2% используются для исследования коагуляции.

Наполнитель: цитрат натрия 3.2%, 0.109M (соотношения кровь:цитрат - 9:1).

Код: GT210-1005.

Размеры:

- 13×75 мм (объем крови от 1 до 4 мл);
- 13×100 мм (объем крови от 5 до 7 мл).

В упаковке: 1200 шт.