

Пробирка вакуумная Greetmed без наполнителей

ФСЗ 2012/11857

без наполнителя, объем 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 /
8.0 / 9.0 / 10.0 мл, размер 13×75 мм / 13×100 мм /
16×100 мм, цветовой код красный, пластик / стекло

Greetmed, Китай



Характеристики

Тип	без наполнителя
Объем	1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	красный
Материал	пластик / стекло

Описание

Пробирки вакуумные Greetmed без наполнителей используются в клинической биохимии и иммунологии.

Наполнитель: без наполнителей.

Код: GT210-1001.

Размеры:

- 13×75 мм (объем крови от 1 до 4 мл);
- 13×100 мм (объем крови от 5 до 7 мл);
- 16×100 мм (объем крови от 7 до 10 мл).

В упаковке: 1200 шт.