

Пробирка вакуумная Vacutest Kima для СОЭ

РЗН 2013/620

для СОЭ, объем 2.0 мл, размер 13×75 мм / 9×118 мм /
12.2×118 мм, цветовой код черный, пластик

Vacutest Kima, Италия



Характеристики

Тип	для СОЭ
Объем	2.0 мл
Размер	13×75 мм / 9×118 мм / 12.2×118 мм
Цветовой код	черный
Материал	пластик

Описание

Пробирки вакуумные Vacutest Kima для СОЭ предназначены для определения СОЭ методом Панченкова.

Наполнитель: буферный раствор цитрата натрия 3.8%, 0.129M (соотношение кровь:цитрат - 4:1).

Размеры:

- 13×75 мм - объем 2 мл;
- 9×118 мм - объем 2 мл;
- 12.2×118 мм - объем 2 мл.

Характеристики:

- Перемешивание пробы: сразу после взятия крови аккуратно переверните (но не встряхивайте) пробирку 6-8 раз.
- Перед проведением исследования снова перемешайте пробу.
- Параметры центрифугирования: не проводится.
- Материал: полиэтилентерефталат (ПЭТ). Пробирки устойчивы к механическому воздействию, центрифугированию, образованию трещин при случайном падении во время их использования.

Хранение пробы после центрифугирования:

- температура до 24 °C - 4 часа;
- температура 2-4 °C - не более 24 часов.