

Пробирка вакуумная Lind-Vac без наполнителя

РЗН 2020/12158

без наполнителя, объем 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 /
7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 мл, размер 13×75 мм / 13×100 мм /
16×100 мм, цветовой код красный, пластик

InterVacTechnology, Эстония



Характеристики

Тип	без наполнителя
Объем	1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	красный
Материал	пластик

Описание

Пробирки вакуумные Lind-Vac без наполнителя используются для взятия образцов биологических жидкостей (кровь, моча, спинно-мозговая жидкость, экссудаты и др.).

Область применения: исследования биологических жидкостей в клинической биохимии, серологии, иммунологии. Могут использоваться как первичные пробирки для анализа, для хранения и транспортировки биоматериалов.

Материал для исследования: сыворотка крови или другие биологические жидкости.

Время полного свертывания: 60 минут.

Центрифугирование: 1300-1500 g в течение 10 минут (прежде чем центрифугировать пробирки с сывороткой, необходимо дождаться полного свертывания крови).

Объем	Размер	Наполнитель	Кат. №	В упаковке
1 мл	13×75 мм	без наполнителя	NE110X	100 шт.
2 мл			NE120X	100 шт.
3 мл			NE1302	100 шт.
4 мл			NE1402	100 шт.
3 мл	13×100 мм		NE2302	100 шт.
4 мл			NE2402	100 шт.
5 мл			NE2502	100 шт.
6 мл			NE2602	100 шт.
7 мл			NE2702	100 шт.
8 мл	16×100 мм		NE3802	50 шт.
9 мл			NE3902	50 шт.
10 мл			NE3102	50 шт.