

Пробирка вакуумная Lind-Vac для СОЭ

РЗН 2020/12158

для СОЭ, объем 1.6 / 2.4 мл, размер 13×75 мм /
13×100 мм, цветовой код черный, пластик

InterVacTechnology, Эстония



Характеристики

Тип	для СОЭ
Объем	1.6 / 2.4 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм
Цветовой код	черный
Материал	пластик

Описание

Пробирки вакуумные Lind-Vac с цитратом натрия для СОЭ предназначены для определения скорости оседания эритроцитов.

Антикоагулянт: цитрат натрия **0.129 моль/л – 3.8%** (38.0 г/л). Соотношение объемов крови и цитрата натрия – 4:1.

Область применения: определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ).

Материал для исследования: цельная кровь.

Объем	Размер	Наполнитель	Кат. №	В упаковке
1.6 мл	13×75 мм	цитрат натрия 3.8%	RE1162	100 шт.
2.4 мл			RE1242	100 шт.
2.4 мл	13×100 мм		RE2242	100 шт.