

Пробирка вакуумная Lind-Vac с гепарином лития и гелем

РЗН 2020/12158

гепарин лития и гель, объем 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 /
8.0 / 9.0 мл, размер 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100
мм, цветовой код зеленый, пластик

InterVacTechnology, Эстония



Характеристики

Тип	гепарин лития и гель
Объем	1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 8.0 / 9.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	зеленый
Материал	пластик

Описание

Пробирки вакуумные Lind-Vac с гепарином лития и разделительным гелем предназначены для получения плазмы, которая используются в биохимических исследованиях. Внутренние стенки пробирки покрыты сухим мелкодисперсным антикоагулянтом – гепарином, который активизирует антитромбин и таким образом блокирует процесс свертывания в образце крови. Гель представляет собой специальный материал, предназначенный для образования стойкого барьера между клеточными компонентами крови и сыворотки при центрифугировании. Гель обеспечивает **разделение плазмы и сгустка до 48 часов** без повторного центрифугирования.

Плазма – это освобожденная от клеток путем центрифугирования часть крови, свертываемость которой прекращается путем добавления антикоагулянта непосредственно после взятия. Для этого в пробирки добавляют литиевую или натриевую соль гепарина, что является гарантией полной инактивации свертывания крови и не искажает исследуемые параметры.

Преимущества использования плазмы:

- Большой объем материала при том же объеме крови.
- Независимость результатов от состояния свертывающей системы.
- Результаты ближе к состоянию крови IN VIVO.
- Меньший риск гемолиза и тромбоцитоза.

Антикоагулянт: гепарин лития и разделительный гель.

Область применения: биохимический анализ плазмы.

Материал для исследования: гепаринизированная плазма.

Центрифугирование: 1300 g в течение 10 минут.

дет. при. препарат. 1000 г в 10 шт. в 10 шт. в 10 шт.				
Объем	Размер	Наполнитель	Кат. №	В упаковке
1 мл	13×75 мм	гепарин лития и разделительный гель	LG1102	100 шт.
2 мл			LG1202	100 шт.
3 мл			LG1302	100 шт.
3 мл	13×100 мм		LG2302	100 шт.
4 мл			LG2402	100 шт.
5 мл			LG2502	100 шт.
8 мл	16×100 мм		LG3802	50 шт.
9 мл			LG3902	50 шт.