

Пробирка вакуумная Lind-Vac с K2 ЭДТА и гелем

РЗН 2020/12158

K2 ЭДТА и гель, объем 1.0 / 2.0 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 6.0 / 8.0 / 8.5 / 9.0 мл, размер 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой код фиолетовый, пластик

InterVacTechnology, Эстония



Характеристики

|              |                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| Тип          | K2 ЭДТА и гель                                         |
| Объем        | 1.0 / 2.0 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 6.0 / 8.0 / 8.5 / 9.0 мл |
| Размер       | 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм                       |
| Цветовой код | фиолетовый                                             |
| Материал     | пластик                                                |

Описание

**Пробирки вакуумные Lind-Vac с K2 ЭДТА и разделительным гелем** предназначены для сбора крови для гематологических исследований. Используются для анализа цельной крови. Гель представляет собой специальный материал, предназначенный для образования стойкого барьера между клеточными компонентами крови и сыворотки при центрифугировании.

**Антикоагулянт:** K2 ЭДТА и гель.

**Область применения:** приготовление неразбавленной плазмы для вирусологических исследований и молекулярной диагностики.

**Материал для исследования:** цельная кровь.

Сразу же после сбора образца осторожно переверните пробирку с ЭДТА 9-10 раз, чтобы тщательно перемешать. Недостаточное перемешивание может привести к агрегации тромбоцитов, образованию микросгустков или коагуляции.

| Объем  | Размер    | Наполнитель    | Кат. № | В упаковке |
|--------|-----------|----------------|--------|------------|
| 1 мл   | 13×75 мм  | К2 ЭДТА и гель | EG1102 | 100 шт.    |
| 2 мл   |           |                | EG1202 | 100 шт.    |
| 3 мл   |           |                | EG1302 | 100 шт.    |
| 3.5 мл |           |                | EG1352 | 100 шт.    |
| 4 мл   | 13×100 мм |                | EG2402 | 100 шт.    |
| 6 мл   |           |                | EG2602 | 100 шт.    |
| 8 мл   | 16×100 мм |                | EG3802 | 50 шт.     |
| 8.5 мл |           |                | EG3852 | 50 шт.     |
| 9 мл   |           |                | EG3902 | 50 шт.     |