

Пробирка вакуумная Lind-Vac с K2 ЭДТА

РЗН 2020/12158

K2 ЭДТА, объем 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 9.5
мл, размер 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм,
цветовой код фиолетовый, пластик

InterVacTechnology, Эстония



Характеристики

Тип	K2 ЭДТА
Объем	1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 9.5 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	фиолетовый
Материал	пластик

Описание

Пробирки вакуумные Lind-Vac с K2 ЭДТА предназначены для сбора крови для гематологических исследований. Используются для анализа цельной крови. ЭДТА предотвращает свертывание крови за счет связывания ионов кальция.

- Антикоагулянт:** K2 ЭДТА.
- Область применения:** гематология, ПЦР-анализ, типирование крови.
- Материал для исследования:** цельная кровь.

Сразу же после сбора образца осторожно переверните пробирку с ЭДТА 9-10 раз, чтобы тщательно перемешать. Недостаточное перемешивание может привести к агрегации тромбоцитов, образованию микросгустков или коагуляции.

Объем	Размер	Наполнитель	Кат. №	В упаковке	
1 мл	13×75 мм	К2 ЭДТА	ЕЕ1102	100 шт.	
2 мл			ЕЕ1202	100 шт.	
3 мл			ЕЕ1302	100 шт.	
4 мл			ЕЕ1402	100 шт.	
5 мл			ЕЕ1502	100 шт.	
4 мл	13×100 мм		ЕЕ2402	100 шт.	
5 мл			ЕЕ2502	100 шт.	
6 мл			ЕЕ2602	100 шт.	
9 мл	16×100 мм		ЕЕ3902	50 шт.	
9.5 мл			ЕЕ3952	50 шт.	