

Пробирка вакуумная Lind-Vac с КЗ ЭДТА и гелем

РЗН 2020/12158

КЗ ЭДТА и гель, объем 2.0 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 6.0 / 8.0 / 8.5 / 9.0 мл, размер 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой код фиолетовый, пластик

InterVacTechnology, Эстония



Характеристики

Тип	КЗ ЭДТА и гель
Объем	2.0 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 6.0 / 8.0 / 8.5 / 9.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	фиолетовый
Материал	пластик

Описание

Пробирки вакуумные Lind-Vac с КЗ ЭДТА и разделительным гелем предназначены для сбора крови для гематологических исследований. Используются для анализа цельной крови. Гель представляет собой специальный материал, предназначенный для образования стойкого барьера между клеточными компонентами крови и сыворотки при центрифугировании.

Антикоагулянт: КЗ ЭДТА и гель.

Область применения: приготовление неразбавленной плазмы для вирусологических исследований и молекулярной диагностики.

Материал для исследования: цельная кровь.

Сразу же после сбора образца осторожно переверните пробирку с ЭДТА 9-10 раз, чтобы тщательно перемешать. Недостаточное перемешивание может привести к агрегации тромбоцитов, образованию микросгустков или коагуляции.

Объем	Размер	Наполнитель	Кат. №	В упаковке
2 мл	13×75 мм	К3 ЭДТА и гель	TG1202	100 шт.
3 мл			TG1302	100 шт.
3.5 мл			TG1352	100 шт.
4 мл	13×100 мм		TG2402	100 шт.
6 мл			TG2602	100 шт.
8 мл	16×100 мм		TG3802	50 шт.
8.5 мл			TG3852	50 шт.
9 мл			TG3902	50 шт.