

Пробирка вакуумная Lind-Vac с КЗ ЭДТА

РЗН 2020/12158

КЗ ЭДТА, объем 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 / 9.0 мл,
размер 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой
код фиолетовый, пластик

InterVacTechnology, Эстония



Характеристики

Тип	КЗ ЭДТА
Объем	2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 / 9.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	фиолетовый
Материал	пластик

Описание

Пробирки вакуумные Lind-Vac с КЗ ЭДТА предназначены для сбора крови для гематологических исследований. Используются для анализа цельной крови. ЭДТА предотвращает свертывание крови за счет связывания ионов кальция.

- Антикоагулянт:** КЗ ЭДТА.
- Область применения:** гематология, ПЦР-анализ, типирование крови.
- Материал для исследования:** цельная кровь.

Сразу же после сбора образца осторожно переверните пробирку с ЭДТА 9-10 раз, чтобы тщательно перемешать. Недостаточное перемешивание может привести к агрегации тромбоцитов, образованию микросгустков или коагуляции.

Объем	Размер	Наполнитель	Кат. №	В упаковке
2 мл	13×75 мм	К3 ЭДТА	TE1202	100 шт.
3 мл			TE1302	100 шт.
4 мл			TE1402	100 шт.
5 мл			TE1502	100 шт.
4 мл	13×100 мм		TE2402	100 шт.
5 мл			TE2502	100 шт.
6 мл			TE2602	100 шт.
8 мл	16×100 мм		TE3802	50 шт.
9 мл			TE3902	50 шт.