

Пробирка вакуумная Lind-Vac с тромбином

РЗН 2020/12158

тромбин, объем 2.0 / 4.0 / 5.0 / 8.0 / 9.0 мл, размер
13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой код
оранжевый, пластик

InterVacTechnology, Эстония



Характеристики

Тип	тромбин
Объем	2.0 / 4.0 / 5.0 / 8.0 / 9.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	оранжевый
Материал	пластик

Описание

Пробирки вакуумные Lind-Vac с тромбином предназначены для любых лабораторных анализов, особенно для экспресс-анализов. Вакуумные пробирки с тромбином предназначены для максимально быстрого получения образца сыворотки и для дальнейших исследований. Внутренняя поверхность пробирки обработана активатором свертывания (тромбином), который способствует быстрому образованию тромба и ускоренному процессу тромбообразования.

Область применения: экспресс анализы: клиническая химия, иммунология, электрофорез белков, серология, микробиология и токсикология.

Материал для исследования: сыворотка крови.

Время свертывания крови: 3-5 минут.

Центрифугирование: 1500-1800 g в течение 10 минут.

После взятия пробы крови в вакуумные пробирки с тромбином, ее следует перемешать путем переворачивания 5-6 раз.

Объем	Размер	Наполнитель	Кат. №	В упаковке
2 мл	13×75 мм	тромбин	BE1202	100 шт.
4 мл			BE1402	100 шт.
5 мл	13×100 мм		BE2502	100 шт.
8 мл	16×100 мм		BE3802	50 шт.
9 мл			BE3902	50 шт.