

Пробирка вакуумная VACUETTE для хранения клеток

ФСЗ 2011/09314

ACD / CPDA, объем 4.0 / 6.0 / 9.0 мл, размер 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой код желтый, пластик

Greiner Bio-One, Австрия



Характеристики

Тип	ACD / CPDA
Объем	4.0 / 6.0 / 9.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	желтый
Материал	пластик

Описание

Пробирка вакуумная VACUETTE для хранения клеток и определения групп крови.

Наполнитель:

- ACD-A / ACD-B - лимонная кислота, натрия цитрат, декстроза.
- CPDA - лимонная кислота, натрия фосфат, декстроза, аденин.

Применение: определение группы крови и хранение клеток.

Код на этикетке: ACDA / ACDB / CPDA.

Этикетка: бумажная.

Крышка:

- Стандартная (без резьбы) - подходят для использования с автоматическими устройствами для открывания крышек.
- PREMIUM - безопасная закручивающаяся.

Артикул	Объём, мл	Реагент	Размер, мм	Цвет крышки	Цвет кольца	Тип крышки
456094	6,0	ACD-B	13×100	Жёлтый	Чёрный	Premium
455094	9,0	ACD-B	16×100	Жёлтый	Чёрный	Без резьбы
455055	9,0	ACD-A	16×100	Жёлтый	Чёрный	Без резьбы
454280	4,0	CPDA	13×75	Жёлтый	Чёрный	Без резьбы
455056	9,0	CPDA	16×100	Жёлтый	Чёрный	Без резьбы