

Пробирка вакуумная VACUETTE для микроэлементов

ФСЗ 2011/09314

для микроэлементов, объем 6.0 мл, размер 13×100 мм, цветовой код синий, пластик

Greiner Bio-One, Австрия



Характеристики

Тип	для микроэлементов
Объем	6.0 мл
Размер	13×100 мм
Цветовой код	синий
Материал	пластик

Описание

Пробирка вакуумная VACUETTE для определения микроэлементов.

Пробирки для анализа на микроэлементы имеют более высокую степень чистоты от примесей и предназначены для определения таких микроэлементов, таких как алюминий, мышьяк, свинец, кадмий, хром, железо, фтор, кобальт, медь, литий, марганец, молибден, ртуть, селен, таллий. Пробирки с натрия гепарином не рекомендуют использовать для определения содержания натрия.

- Наполнитель:** гепарин натрия.
- Применение:** определение микроэлементов.
- Код на этикетке:** NH.

- Этикетка:** бумажная.
- Крышка:** PREMIUM - безопасная закручивающаяся.