

Пробирка вакуумная VACUETTE для определения гомоцистеина

ФСЗ 2011/09314

для гомоцистеина, объем 2.0 мл, размер 13×75 мм,
цветовой код белый, пластик

Greiner Bio-One, Австрия



Характеристики

Тип	для гомоцистеина
Объем	2.0 мл
Размер	13×75 мм
Цветовой код	белый
Материал	пластик

Описание

Пробирка вакуумная VACUETTE для определения гомоцистеина.

Определение концентрации гомоцистеина в плазме служит для первичной, а иногда и вторичной профилактики сердечных приступов и инсультов. Повышенная концентрация гомоцистеина в крови может увеличивать риск кардиоблокады или блокады мозгового кровообращения.

Благодаря стабилизатору пробы остаются без изменений в течение **6 часов** при комнатной температуре и **72 часов** при температуре 4 °C.

Наполнитель: забуференный раствор натрия цитрата и лимонной кислоты (pH = 4.2).

Применение: определение гомоцистеина.

Код на этикетке: Homocysteine Detection Tube.

Этикетка: бумажная.

Крышка: PREMIUM - безопасная закручивающаяся.