

Пробирка вакуумная VACUETTE для перекрестной пробы

ФСЗ 2011/09314

для перекрестной пробы, объем 6.0 / 9.0 мл, размер 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой код розовый, пластик

Greiner Bio-One, Австрия



Характеристики

Тип	для перекрестной пробы
Объем	6.0 / 9.0 мл
Размер	13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	розовый
Материал	пластик

Описание

Пробирка вакуумная VACUETTE для проведения перекрестной пробы.

Пробирки используются для проведения перекрёстной пробы в случае, если пациенту необходимо переливание крови. Перекрёстная проба определяет групповую совместимость AB0 и Rh между донором и реципиентом.

Наполнитель:

- активатор свертывания SiO2 (когда в качестве биоматериала для определения совместимости требуется сыворотка);
- антикоагулянт КЗ ЭДТА (если необходима цельная кровь).

Код на этикетке: Z / КЗЕ.

Крышка:

- Стандартная (без резьбы) - подходят для использования с автоматическими устройствами для открывания крышек.
- PREMIUM - безопасная завинчивающаяся.

Артикул	Объём, мл	Реагент	Размер, мм	Цвет крышки	Цвет кольца	Тип крышки
455093	9,0	SiO ₂	16×100	Розовый	Чёрный	Без резьбы
456093	6,0	КЗЭДТА	13×100	Розовый	Чёрный	Premium
456052	6,0	КЗЭДТА	13×100	Розовый	Чёрный	Без резьбы