

Пробирка вакуумная VACUETTE для СОЭ

ФСЗ 2011/09314

для СОЭ, объем 1.5 / 2.75 мл, размер 9×120 мм,
цветовой код черный, пластик

Greiner Bio-One, Австрия



Характеристики

Тип	для СОЭ
Объем	1.5 / 2.75 мл
Размер	9×120 мм
Цветовой код	черный
Материал	пластик

Описание

Пробирка вакуумная VACUETTE для определения СОЭ.

Наполнитель: цитрат натрия 3.2% (соотношение кровь:цитрат - 4:1).
Код на этикетке: 4NC.

Этикетка: бумажная / прозрачная.

Артикул	Объём, мл	Реагент	Размер, мм	Цвет крышки	Тип крышки
729073	1,50	Цитрат натрия 3,2%	9×120	Чёрный	Без резьбы
729070	2,75	Цитрат натрия 3,2%	9×120	Чёрный	Без резьбы