

Пробирка вакуумная VACUETTE На фторид + К оксалат

ФСЗ 2011/09314

для глюкозы, объем 2.0 / 3.0 / 4.0 / 6.0 мл, размер 13×75 мм / 13×100 мм, цветовой код серый, пластик

Greiner Bio-One, Австрия



Характеристики

Тип	для глюкозы
Объем	2.0 / 3.0 / 4.0 / 6.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм
Цветовой код	серый
Материал	пластик

Описание

Пробирка вакуумная VACUETTE На фторид + К оксалат - пробирки для измерения глюкозы.

Обеспечивают стабилизацию уровня глюкозы в крови на период до 48 часов при комнатной температуре.

Наполнитель: натрия фторид + калия оксалат.

Применение: измерение глюкозы.

Код на этикетке: FX.

Этикетка: бумажная / прозрачная.

Крышка:

- Стандартная (без резьбы) - подходят для использования с автоматическими устройствами для открывания крышек.
- PREMIUM - безопасная закручивающаяся.

Артикул	Объём, мл	Реагент	Размер, мм	Цвет крышки	Цвет кольца	Тип крышки
454061	2,0	Натрия фторид и калия оксалат	13×75	Серый	Белый	Premium
454094	3,0	Натрия фторид и калия оксалат	13×75	Серый	Чёрный	Premium
454062	4,0	Натрия фторид и калия оксалат	13×75	Серый	Чёрный	Premium
456062	6,0	Натрия фторид и калия оксалат	13×100	Серый	Чёрный	Premium