

Пробирка вакуумная VACUETTE Na фторид + КЗ ЭДТА

ФСЗ 2011/09314

для глюкозы, объем 2.0 / 4.0 мл, размер 13×75 мм,
цветовой код серый, пластик

Greiner Bio-One, Австрия



Характеристики

Тип	для глюкозы
Объем	2.0 / 4.0 мл
Размер	13×75 мм
Цветовой код	серый
Материал	пластик

Описание

Пробирка вакуумная VACUETTE NNa фторид + КЗ ЭДТА - пробирки для измерения глюкозы.

Обеспечивают стабилизацию уровня глюкозы в крови на период до 48 часов при комнатной температуре.

Наполнитель: натрия фторид + КЗ ЭДТА.

Применение: измерение глюкозы.

Код на этикетке: FE.

Этикетка: бумажная.

Крышка:

- Стандартная (без резьбы) - подходят для использования с автоматическими устройствами для открывания крышек.
- PREMIUM - безопасная закручивающаяся.

Артикул	Объём, мл	Реагент	Размер, мм	Цвет крышки	Цвет кольца	Тип крышки
454085	2,0	Натрия фторид и КЗЭДТА	13×75	Серый	Белый	Premium
454091	4,0	Натрия фторид и КЗЭДТА	13×75	Серый	Чёрный	Premium