

Пробирка вакуумная VACUETTE с активатором свертывания

ФСЗ 2011/09314

активатор свертывания, объем 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 4.5 /
6.0 / 9.0 мл, размер 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100
мм, цветовой код красный, пластик

Greiner Bio-One, Австрия



Характеристики

Тип	активатор свертывания
Объем	1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 4.5 / 6.0 / 9.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	красный
Материал	пластик

Описание

Пробирка вакуумная VACUETTE с активатором свертывания - пробирки для получения сыворотки. Содержат диоксид кремния (SiO₂), нанесённый на внутренние стенки пробирки в виде микрочастиц и активирующий процесс свёртывания крови.

- Наполнитель:** активатор свертывания (SiO₂).
- Применение:** биохимические, иммунохимические исследования и лекарственный мониторинг.
- Время образования сгустка:** 30–60 мин.
- Код на этикетке:** Z

Этикетка: бумажная / прозрачная.

- Крышка:**
- Стандартная (без резьбы) - подходят для использования с автоматическими устройствами для открывания крышек.
 - PREMIUM - безопасная закручивающаяся.

Объём, мл	Реагент	Размер, мм	Цвет крышки
1,0	SiO ₂	13×75	Красный
2,0	SiO ₂	13×75	Красный
3,0	SiO ₂	13×75	Красный
4,0	SiO ₂	13×75	Красный
4,5	SiO ₂	13×75	Красный
6,0	SiO ₂	13×100	Красный
9,0	SiO ₂	16×100	Красный

Цвет кольца:

- белый - для пробирок 1 мл / 2 мл;
- черный - для пробирок 3 / 4 / 4.5 / 6 / 9 мл.