

## Пробирка вакуумная VACUETTE с гепарином лития и гелем

ФСЗ 2011/09314

гепарин лития и гель, объем 2.5 / 3.5 / 5.0 / 8.0 мл,  
размер 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой  
код зеленый, пластик

Greiner Bio-One, Австрия



### Характеристики

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Тип          | гепарин лития и гель             |
| Объем        | 2.5 / 3.5 / 5.0 / 8.0 мл         |
| Размер       | 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм |
| Цветовой код | зеленый                          |
| Материал     | пластик                          |

### Описание

**Пробирка вакуумная VACUETTE с гепарином лития и разделительным гелем** - пробирки для получения плазмы. Содержат соли гепарина, нанесённые на внутренние стенки пробирки (концентрация гепарина - 18 МЕ/мл крови).

Антикоагулянт гепарин активирует антитромбины, блокируя каскад свертывания в образце крови. Так как для получения плазмы не нужно ждать 30-60 минут для образования сгустка, пробирки для образования плазмы можно использовать для экспресс-диагностики. Кроме того, объем получаемого образца в случае плазмы больше.

**Разделительный гель** в пробирке после центрифугирования создаёт надёжный барьер между форменными элементами и плазмой. Такие пробирки имеют ряд преимуществ:

- большая стабильность образца;
- надёжный барьер между форменными элементами и плазмой во время транспортировки и хранения;
- лучшее качество образца.

**Наполнитель:** гепарин лития + разделительный гель.

**Применение:** биохимические исследования и экспресс-диагностика.

**Код на этикетке:** LH.

**Этикетка:** бумажная / прозрачная.

**Крышка:**

- Стандартная (без резьбы) - подходят для использования с автоматическими устройствами для открывания крышек.
- PREMIUM - безопасная заворачивающаяся.

| Артикул                                  | Объём, мл | Реагент       | Размер, мм | Цвет крышки | Цвет кольца | Тип крышки |
|------------------------------------------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|------------|
| Пробирки VACUETTE с разделительным гелем |           |               |            |             |             |            |
| 454046                                   | 2,5       | Лития гепарин | 13×75      | Зелёный     | Жёлтый      | Premium    |
| 454083                                   | 3,5       | Лития гепарин | 13×75      | Зелёный     | Жёлтый      | Premium    |
| 456083                                   | 5,0       | Лития гепарин | 13×100     | Зелёный     | Жёлтый      | Premium    |
| 455083                                   | 8,0       | Лития гепарин | 16×100     | Зелёный     | Жёлтый      | Без резьбы |