

Пробирка вакуумная VACUETTE с гепарином лития

ФСЗ 2011/09314

гепарин лития, объем 2.0 / 3.0 / 4.0 / 4.5 / 6.0 / 9.0 мл,
размер 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой
код зеленый, пластик

Greiner Bio-One, Австрия



Характеристики

Тип	гепарин лития
Объем	2.0 / 3.0 / 4.0 / 4.5 / 6.0 / 9.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	зеленый
Материал	пластик

Описание

Пробирка вакуумная VACUETTE с гепарином лития - пробирки для получения плазмы. Содержат соли гепарина, нанесённые на внутренние стенки пробирки (концентрация гепарина - 18 МЕ/мл крови).

Антикоагулянт гепарин активирует антитромбины, блокируя каскад свертывания в образце крови. Так как для получения плазмы не нужно ждать 30-60 минут для образования сгустка, пробирки для образования плазмы можно использовать для экспресс-диагностики. Кроме того, объём получаемого образца в случае плазмы больше.

Наполнитель: гепарин лития.

Применение: биохимические исследования и экспресс-диагностика.

Код на этикетке: LH.

Этикетка: бумажная / прозрачная.

Крышка:

- Стандартная (без резьбы) - подходят для использования с автоматическими устройствами для открывания крышек.
- PREMIUM - безопасная завинчивающаяся.

Артикул	Объём, мл	Реагент	Размер, мм	Цвет крышки	Цвет кольца	Тип крышки
454089	2,0	Лития гепарин	13×75	Зелёный	Белый	Premium
454082	3,0	Лития гепарин	13×75	Зелёный	Чёрный	Premium
454084	4,0	Лития гепарин	13×75	Зелёный	Чёрный	Premium
454049	4,5	Лития гепарин	13×75	Зелёный	Чёрный	Premium
456084	6,0	Лития гепарин	13×100	Зелёный	Чёрный	Premium
455084	9,0	Лития гепарин	16×100	Зелёный	Чёрный	Без резьбы