

Пробирка вакуумная VACUETTE с K2 ЭДТА и гелем

ФСЗ 2011/09314

K2 ЭДТА, объем 3.5 / 5.0 / 8.0 мл, размер 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой код фиолетовый, пластик

Greiner Bio-One, Австрия



Характеристики

Тип	K2 ЭДТА
Объем	3.5 / 5.0 / 8.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	фиолетовый
Материал	пластик

Описание

Пробирка вакуумная VACUETTE с K2 ЭДТА и разделительным гелем - пробирки для молекулярно-генетических исследований и определения вирусной нагрузки.

Наполнитель: K2 ЭДТА + разделительный гель.
Применение: молекулярно-генетические исследования.
Код на этикетке: K2E Sep.

Этикетка: бумажная / прозрачная.

Крышка:
- Стандартная (без резьбы) - подходят для использования с автоматическими устройствами для открывания крышек.
- PREMIUM - безопасная закручивающаяся.

Артикул	Объём, мл	Реагент	Размер, мм	Цвет крышки	Цвет кольца	Тип крышки
454235	3,5	K2ЭДТА	13×75	Фиолетовый	Жёлтый	Premium
456011	5,0	K2ЭДТА	13×100	Фиолетовый	Жёлтый	Premium
455040	8,0	K2ЭДТА	16×100	Фиолетовый	Жёлтый	Без резьбы