

Пробирка вакуумная VACUETTE с K2 ЭДТА

ФСЗ 2011/09314

K2 ЭДТА, объем 2.0 / 3.0 / 4.0 / 6.0 / 9.0 мл, размер 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой код фиолетовый, пластик

Greiner Bio-One, Австрия



Характеристики

Тип	K2 ЭДТА
Объем	2.0 / 3.0 / 4.0 / 6.0 / 9.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	фиолетовый
Материал	пластик

Описание

Пробирка вакуумная VACUETTE с K2 ЭДТА - пробирки для гематологических исследований цельной крови.

ЭДТА связывает ионы кальция и блокирует каскад свёртывания. Эритроциты, лейкоциты и тромбоциты в образце крови с ЭДТА стабильны до 24 часов. Мазок крови рекомендуется сделать в течение 4 часов после взятия образца.

Наполнитель: K2 ЭДТА (1.8 мг/мл крови).
Применение: гематологические и рутинные иммуногематологические исследования.
Код на этикетке: K2E.

Этикетка: бумажная / прозрачная.

Крышка:
- Стандартная (без резьбы) - подходят для использования с автоматическими устройствами для открывания крышек.
- PREMIUM - безопасная закручивающаяся.

Артикул	Объём, мл	Реагент	Размер, мм	Цвет крышки	Цвет кольца	Тип крышки
454024	2,0	K2ЭДТА	13×75	Фиолетовый	Белый	Premium
454020	3,0	K2ЭДТА	13×75	Фиолетовый	Чёрный	Premium
454023	4,0	K2ЭДТА	13×75	Фиолетовый	Чёрный	Premium
456023	6,0	K2ЭДТА	13×100	Фиолетовый	Чёрный	Premium
456043	6,0	K2ЭДТА	13×100	Фиолетовый	Чёрный	Без резьбы
455045	9,0	K2ЭДТА	16×100	Фиолетовый	Чёрный	Без резьбы