

Пробирка вакуумная VACUETTE с КЗ ЭДТА и аprotинином

ФСЗ 2011/09314

для гормонов, объем 4.0 мл, размер 13×75 мм,
цветовой код розовый, пластик

Greiner Bio-One, Австрия



Характеристики

Тип	для гормонов
Объем	4.0 мл
Размер	13×75 мм
Цветовой код	розовый
Материал	пластик

Описание

Пробирка вакуумная VACUETTE с КЗ ЭДТА и аprotинином.

Апротинин (устойчивый белок, выделенный из бычьих лёгких) - ингибитор тканевых и сывороточных протеолитических ферментов (трипсин, хемитрипсин, плазмин, калли- креин); используется в качестве стабилизатора пробы крови. Концентрация апротинина - 50 KIU (международных единиц активности) на 1 мл крови.

Наполнитель: КЗ ЭДТА + аprotинин.

Стабильность пробы: 7 часов.

Применение:

- Проблемные аналиты: некоторые гормоны и регуляторные пептиды и маркеры.
- Нестабильные аналиты: разрушение на свету, химическая неустойчивость, протеолиз в пробирке (запускается при свёртывании и искусственной среде).

Этикетка: бумажная.

Крышка: PREMIUM - безопасная закручивающаяся.